

F1 INOX

POIDS INDIVIDUELS F1 EN ACIER INOXYDABLE



Poids en acier inoxydable, conformes à la recommandation OIML-R111 en classe F1, convenant aux applications en métrologie légale, dans l'industrie et la recherche. La classe de précision F1 permet d'utiliser ces poids pour vérifier et étalonner les balances et les instruments de la classe II jusqu'à 100 000e. Idéal pour la vérification des instruments de pesage dans le cadre du régime de qualité ISO.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la recommandation OIML - R111;
- Précision classe F1;
- En acier inoxydable poli;
- Certificat ACCREDIA (équivalent COFRAC) sur demande;
- Disponible avec des étuis en plastique ou en bois (étui obligatoire pour les poids certifiés).

SERVICE DE MARQUAGE LASER SUR DEMANDE:

- Le service de marquage laser est utile pour identifier chaque poids ou masse étalon individuellement. En particulier:
 - Le marquage permet de simplifier l'identification et la traçabilité de chaque poids ou masse;
 - Il est parfaitement lisse, n'enlève pas de matériel du poids et n'affecte pas la surface, évitant ainsi le dépôt de poussière;
 - Il est personnalisable, selon les besoins des entreprises.
- En outre:
- Il reste inchangé au fil du temps;
 - Il peut être effectué sur des masses et poids déjà achetés, de toutes classes de précision, de 1 g à 20 kg;
 - Il est idéal pour les industries pharmaceutiques et les laboratoires.

SERVICE D'ÉTALONNAGE

Vous pouvez voir ci-dessous un aperçu du certificat d'étalonnage. Veuillez accorder une attention particulière au point 2. « Informations nécessaires », données à communiquer au laboratoire lors de la demande d'étalonnage.

Certificat d'Étalonnage

DETAIL 1



Exemple de marquage laser en option

VERSIONS

Codice	Valore	Toll. + / - mg	Densità kg/m ³	Forma	Materiale
WAF1M1	1 mg	0,020	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M2	2 mg	0,020	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M5	5 mg	0,020	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M10	10 mg	0,025	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M20	20 mg	0,03	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M50	50 mg	0,04	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M100	100 mg	0,05	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M200	200 mg	0,06	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1M500	500 mg	0,08	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF11	1 g	0,10	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF12	2 g	0,12	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF15	5 g	0,16	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF110	10 g	0,20	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF120	20 g	0,25	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF150	50 g	0,3	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1100	100 g	0,5	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1200	200 g	1,0	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1500	500 g	2,5	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K1	1 kg	5,0	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K2	2 kg	10	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K5	5 kg	25	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K10	10 kg	50	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WAF1K20	20 kg	100	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.