



CAMPIONATORI ARIA

ÉTALONNAGE D'AUTRES INSTRUMENTS : AIR



Service d'étalonnage des échantillonneurs d'air microbiologiques, réalisé avec des instruments certifiés LAT (ou équivalent en EA). Idéal pour l'instrumentation utilisée dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Nos solutions pour la garantie de la qualité et la certitude de vos mesures.

ÉCHANTILLONNEURS D'AIR

- Étalonnage des échantillonneurs d'air microbiologiques.
- Mesure de la vitesse de l'air (m/s) pendant un cycle de 500 l (étalonnage "As found"). Cycle supplémentaire de 500 l et enregistrement du temps mis pour le réaliser (étalonnage "As left").

Délai de service d'étalonnage : 10 jours à compter de la réception de la commande.



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.