

PIPETTE

ÉTALONNAGE D'AUTRES INSTRUMENTS : PIPETTES



Service d'étalonnage ACCREDIA de pipettes (micro-doseurs).

Nos solutions pour la garantie de la qualité et la certitude de vos mesures.

PIPETTES

- Calibration ACCREDIA de pipettes à volume fixe ou variable, à un ou plusieurs canaux, conformément à la norme ISO 8655:2022.
- Les mesures sont effectuées sur 10 distributions (volume fixe) ou 10 distributions sur 3 points (volume variable).
- Un certificat de calibration LAT est délivré.
- Le service comprend l'entretien des pipettes effectué avant l'étalonnage.
- La maintenance préventive consiste à graisser et à remplacer les pièces d'usure par des pièces de rechange d'origine.
- Durée du service de calibration : 8 jours à partir de la réception de la commande.
- Le service peut également être effectué chez le client (activité non accréditée).

- **SERVICE D'ÉTALONNAGE**

Vous pouvez voir ci-dessous un aperçu du certificat d'étalonnage. Veuillez accorder une attention particulière au point 2. « Informations nécessaires », données à communiquer au laboratoire lors de la demande d'étalonnage.

Certificat d'Étalonnage



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy



Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.